

## A1

## VISTA DETALLADA | VISTA DETALHADA



121

Todos los tensiómetros KaWe cumplen con las disposiciones de la directiva comunitaria 93/42/CEE (directiva relativa a los productos sanitarios) y a la norma específica de producto DIN EN ISO 81060-1. Lo anterior ha sido validado y certificado por el organismo notificado competente para nuestros productos. Gracias a nuestra larga experiencia y al perfeccionamiento permanente de nuestros productos, nuestros clientes reciben siempre instrumentos de medición fiables y exactos.

La empresa KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG es una institución registrada ante la DAM (Academia Alemana de Metrología). Este registro nos permite realizar los ensayos metrológicos según § 11 del Reglamento alemán para Explotadores de Productos Sanitarios en tensiómetros de presión arterial no invasivos de todas las marcas.

Todos os esfigmomanómetros da KaWe correspondem às disposições aplicáveis da Directiva do CE 93/42/CEE (Directiva relativa aos dispositivos médicos) e à norma específica de produto DIN EN ISO 81060-1, certificado e avaliado pelo organismo notificado competente para avaliar os nossos produtos. Graças à nossa experiência de muitos anos e ao aperfeiçoamento permanente dos nossos produtos, os nossos clientes sempre obtêm instrumentos de medição fiáveis e exactos.

A empresa KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG é uma instituição registada na DAM (Academia Alemã de Metrologia). Este registo permite a execução de ensaios metrológicos em esfigmomanómetros não-invasivos de todas as marcas, segundo § 11 do Regulamento Alemão para Utilizadores de Dispositivos Médicos.

# TENSÍOMETROS | ESFIGMOMANÓMETROS

## ANEROIDE | ANERÓIDE A1

# A1



122

### KaWe MASTERMED® A1

tensiómetro aneróide  
(aparato para médicos)

- sistema con 1 tubo
- diámetro de la escala 58 mm
- precisión de medición según DIN EN ISO 81060-1
- graduación de la escala 0 - 300 mmHg
- carcasa plástica sólida de diseño atractivo
- brazaletes de nylon con cierre de Velcro para adultos con bolsa PU inflable
- estuche con cierre de cremallera

esfigmomanómetro aneróide  
(dispositivo para médicos)

- sistema com 1 tubo
- diâmetro da escala 58 mm
- precisão de medição de acordo com a norma DIN EN ISO 81060-1
- graduação da escala 0 - 300 mmHg
- caixa em material sintético sólida e com design atraente
- com braçadeira com fecho velcro em nylon para adultos
- em estojo com fecho de correr em cores condizentes

azul | azul REF 04.11100.032

negro | preto REF 04.11100.232

gris | cinzento REF 04.11100.632



# BRAZALETES DE NYLON VELCRO | BRAÇADEIRAS DE TECIDO

## CON BOLSA PU INFLABLE | COM BOLSA INFLÁVEL DE PVC

para | para **A1**

### Para preescolares | Para crianças pré-escolares

dimensiones | dimensões aprox. | aprox.

circunferencia del brazo circunferência do braço	13 - 19 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	24 x 7,5 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	50 cm



negro | preto

REF 04.85100.211

para | para **A2 / T5 / C**

### Para preescolares | Para crianças pré-escolares

dimensiones | dimensões aprox. | aprox.

circunferencia del brazo circunferência do braço	13 - 19 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	24 x 7,5 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	50 cm



negro | preto

REF 04.85200.211

124

### Para niños | Para crianças

dimensiones | dimensões aprox. | aprox.

circunferencia del brazo circunferência do braço	17 - 26 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	36 x 12 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	50 cm



negro | preto

REF 04.85100.221

### Para niños | Para crianças

dimensiones | dimensões aprox. | aprox.

circunferencia del brazo circunferência do braço	17 - 26 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	36 x 12 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	50 cm



negro | preto

REF 04.85200.221

### Para adultos | Para adultos

dimensiones | dimensões aprox. | aprox.

circunferencia del brazo circunferência do braço	27 - 33 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	57 x 14 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	50 cm



negro | preto

REF 04.85100.231

### Para adultos | Para adultos

dimensiones | dimensões aprox. | aprox.

circunferencia del brazo circunferência do braço	27 - 33 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	57 x 14 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	50 cm



negro | preto

REF 04.85200.231

### Talla especial | Tamanho especial

dimensiones | dimensões aprox. | aprox.

circunferencia del brazo circunferência do braço	31 - 47 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	67 x 19 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	50 cm



negro | preto

REF 04.85100.241

### Talla especial | Tamanho especial

dimensiones | dimensões aprox. | aprox.

circunferencia del brazo circunferência do braço	31 - 47 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	67 x 19 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	50 cm



negro | preto

REF 04.85200.241