

TENSÍOMETRO ESFIGMOMANÓMETRO

SIN COLUMNA DE MERCURIO SEM COLUNA DE MERCÚRIO

BRAZALETES DE NYLON VELCRO CON BOLSA PVC INFLABLE
BRAÇADEIRAS COM FECHO VELCRO EM NYLON COM BOLSA INFLÁVEL DE PVC



MF5

sin látex
livre de látex

para | para **MF5**

Para preescolares | Para crianças pré-escolares

dimensiones dimensões	aprox. aprox.
circunferencia del brazo circunferência do braço	13 - 19 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	25 x 7 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	60 cm



gris | cinzento

REF 04.85300.611

Para niños | Para crianças

dimensiones dimensões	aprox. aprox.
circunferencia del brazo circunferência do braço	18 - 27 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	34 x 11 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	60 cm



gris | cinzento

REF 04.85300.621

Para adultos | Para adultos

dimensiones dimensões	aprox. aprox.
circunferencia del brazo circunferência do braço	25 - 40 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	49 x 14 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	60 cm



gris | cinzento

REF 04.85300.631

Talla especial | Tamanho especial

dimensiones dimensões	aprox. aprox.
circunferencia del brazo circunferência do braço	33 - 51 cm
brazalete de tejido braçadeira de tecido	61 x 17 cm
longitud del tubo flexible comprimento do tubo	60 cm



gris | cinzento

REF 04.85300.641

KaWe MASTERMED® MF5

tensiómetro sin columna de mercurio

(aparato para médicos)

- pantalla digital
- color: azul/gris
- carcasa plástica resistente y ligera
- graduación de la escala 0 - 300 mmHg
- brazalete de nylon con cierre de Velcro para adultos
- ecológico
- utilización con estetoscopio
- con pilas recargables sustituibles 2 x 1,5V, Mignon (tipo AA)

esfigmomanómetro sem coluna de mercúrio
(dispositivo para médicos)

- afixação digital
- cor: azul/cinzento
- caixa em material sintético robusta e leve
- graduação da escala 0 - 300 mmHg
- com braçadeira com fecho velcro para adultos
- favorável ao ambiente
- aplicação com estetoscópio
- incl. pilhas substituíveis 2 x 1.5 V, mignon (tipo AA)

REF 04.12521.632