

# **AEROSOL MEDICAL TERMAL** **(equipo mural)** **mod. 116-116/A**



Indicado para poliambulatorios. C.A.P., hospitales, departamentos de inhalaciones y aerosolterapia, consultas médicas, estaciones termales

**FASET**

# Aerosol Medical Mural mod 116 - 116 A

---



Aparato profesional para el suministro en forma de aerosol de medicamentos hidrosolubles para el tratamiento de las vías respiratorias.

De rendimiento continuo, muy fácil de usar y accesible para la limpieza, la inspección y el mantenimiento del grupo de nebulización.

El aparato está dotado de un sistema de calentamiento tal que impida la desagradable sensación de frío propia del aerosol sin alterar el medicamento.

Existe tanto la versión completamente autónoma (mod. 116) como en la idónea para incorporarse en instalaciones centralizadas de aire comprimido (mod.116/A).

Incluye kit de ducha micronizada con regulador de presión y aplicador nasal.

## Características Técnicas

- Motor monofásico con polos blindados (versión autónoma)
- Bomba en seco (versión autónoma)
- Desplazamiento de aire 13 l/min
- Presión de ejercicio 0,7 - 1 Kg/cm<sup>2</sup> 0,709 MPa - 0,101 MPa
- Calentador termostático
- Protección eléctrica con fusible
- Dimensiones 63 x 53 x 29 cm
- Peso 9,5 Kg.
- Aparato conforma a las normas IEC 610-1

**El aparato se suministra completo de accesorios de uso.**



---

**[www.abmedica.es](http://www.abmedica.es) o [www.abmedic.com](http://www.abmedic.com)**

c/ Jericó, 10 Bis • 08035 - Barcelona • Tel. 932 541 540 • Fax 934 185 140 • e-mail: [abmedica@abmedic.com](mailto:abmedica@abmedic.com)  
c/ Rodriguez Sant Pedro, 41 • 28015 - Madrid • Tel. 915 433 559 • Fax 915 447 578 • e-mail: [abmedmad@abmedic.com](mailto:abmedmad@abmedic.com)

---